

GLADIATOR - FRONT CLOSURE



EN Instructions





NL Instructies

ES Instrucciones

DE Instruktionen

FR Instructions

IT Istruzioni




EN **Setting hinge range of motion:** Pull fabric away from hinge and lift the hinge cover. Remove and apply pins to the desired degrees of flexion and extension. Close hinge cover and repeat procedure for the opposite hinge.

NOTE: Hinges may be bent to conform to the shape of the leg.

DE **Bewegungsbereich der Gelenkschiene einstellen:** Ziehen Sie den Stoff von der Gelenkschiene weg und heben Sie die Abdeckung an. Stifte entfernen und auf die gewünschte Flexions- und Extensionsgrade einstellen. Die Abdeckung schließen und das Verfahren auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

HINWEIS: Zur optimalen Anpassung an das Knie können die Gelenkschienen der anatomischen Formgebung des Beines angebogen werden.



NL **Het bewegingsbereik van het scharnier instellen:** trek de stof weg van het scharnier en til de scharnierkap op. Verwijder pennen en breng deze weer aan om de gewenste mate van flexie en extensie in te stellen. Sluit de scharnierkap en herhaal de procedure voor het tegenoverliggende scharnier.

OPMERKING: de scharnieren kunnen worden verbogen om de brace aan de vorm van het been aan te passen.

FR **Réglage de l'amplitude de mouvement de la charnière:** Tirez le tissu loin de la charnière et soulevez le couvercle de la charnière. Retirez et appliquez les épingles aux degrés de flexion et d'extension désirés. Fermez le couvercle de la charnière et répétez la procédure pour la charnière opposée.

REMARQUE: les charnières peuvent être pliées pour mieux s'adapter à la forme de la jambe.

ES **Ajustar el rango de movimiento de la articulación:** retire el tejido de la articulación y levante la cubierta de la articulación. Extraiga y coloque las clavijas a los grados deseados de flexión y extensión. Cierre la cubierta de la articulación y repita el procedimiento con la articulación contraria.

NOTA: las bisagras se pueden doblar para adaptarse a la forma de la pierna.

IT **Per impostare l'ampiezza del movimento:** spostare il tessuto dalla cerniera regolabile e sollevare il copricerniera. Rimuovere e reinserire i perni in corrispondenza del grado di flessione ed estensione desiderato. Chiudere il copricerniera e ripetere il procedimento per la cerniera sull'altro lato.

NOTA BENE: è possibile piegare i cursori per adattare la ginocchiera alla forma della gamba.



EN Hand wash with mild detergent and hang to dry.

DE Per Hand mit mildem Waschmittel waschen und an der Luft trocknen lassen.

NL Handwas, met een mild reinigingsmiddel. Hangend laten drogen.

FR Laver à la main avec un détergent doux et suspendre pour sécher.

ES Lavar a mano con un detergente suave y colgar para que se seque.

IT Lavare a mano con un detergente delicato e stendere.

WARRANTY

BioSkin warranties its products against defects in material and workmanship for 90 days. If you think that your product has a defect, contact us at orders@bioskin.com or 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin gewährt eine 90-tägige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler seiner Produkte. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Produkt einen Mangel hat, kontaktieren Sie uns unter orders@bioskin.com oder 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin garandeert haar producten tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende 90 dagen na aankoop. Wanneer u denkt dat uw product defect is, kunt u contact met ons opnemen via orders@bioskin.com of 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin garantit ses produits contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 90 jours. Si vous pensez que votre produit présente un défaut, prenez contact avec nous à l'adresse orders@bioskin.com ou au numéro de téléphone 1-800-541-2455.

GARANTÍA

BioSkin garantiza sus productos contra defectos de material y mano de obra durante 90 días. Si cree que su producto tiene un defecto, contáctenos en orders@bioskin.com o llame al 1-800-541-2455.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti BioSkin è valida per 90 giorni su eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Se pensi che il tuo prodotto sia difettoso, contattaci all'indirizzo orders@bioskin.com o al numero 1-800-541-2455.



 240 E. Hersey St., Suite 2, Ashland Oregon 97520, USA

 Trogenstrasse 6, D-72336 Balingen, Germany

02/2020 PN: 12721A ©2020 BioSkin®

BioSkin.com